

MACHEREY-NAGEL

QUANTOFIX® Dusičnany 250

BangCo
The chemistry between us

Rychlé testy



Rozšířený
rozsah,
zvýšená
přesnost!

Rychlé a spolehlivé testování
dusičnanů v mlékárenském
a potravinářském průmyslu



- Přesné a spolehlivé – usnadňují kontrolu kvality při výrobě potravin
- Flexibilní použití – vizuální a přístrojové vyhodnocení v jednom proužku
- Úspora času – výsledky za pouhých 60 sekund

Volitelné
přístrojové
hodnocení!



MACHEREY-NAGEL

V Čechách a na Slovensku dostanete u www.BangCo.cz



QUANTOFIX® Dusičnany 250

Proč je kontrola dusičnanů důležitá?

Dusičnany jsou kritickým parametrem při výrobě potravin. Vysoké koncentrace mohou vést k problémům s kvalitou a k obavám ohledně dodržování limitů. Zejména při zpracování mléčných výrobků je sledování hladiny dusičnanů nezbytné pro zajištění vysoké kvality produktů a dodržování průmyslových standardů.

S testovacími proužky QUANTOFIX® Dusičnany 250 můžete kontrolovat hladinu dusičnanů přímo na místě, bez nutnosti laboratoře – rychle, snadno a spolehlivě!

Proč si vybrat testovací proužky QUANTOFIX® Dusičnany 250?

Testovací proužky QUANTOFIX® Dusičnany 250 poskytují rychlou a jednoduchou metodu pro testování dusičnanů v kapalinách. Jsou určeny i pro použití se čtečkou QUANTOFIX® Relax (BangCo MN91346) a nabízejí rychlé, přesné a automatizované výsledky spolu s vizuálním vyhodnocením, což je činí ideálními pro různé aplikace.

Výhody pro vaši kontrolu kvality



Rychlé výsledky –
Ideální pro kontrolu kvality na místě.



Flexibilita –
Možné vizuální nebo přístrojové vyhodnocení.



Spolehlivá přesnost – Vynikající výkonnost ve vodných standardních roztocích ($\pm 5\%$).



Optimalizujte svou výrobu – Zabraňte nadměrným hodnotám dusičnanů.

Použití a výkon

- Zvláště vhodné pro analýzu syrovátky a sušené syrovátky a dalších potravinářských aplikací.
- Vysoce přesný s odchylkou pouze $\pm 5\%$ ve vodných roztocích.
- Flexibilita díky vizuálnímu nebo přístrojovému vyhodnocení (volitelně QUANTOFIX® Relax).

S testovacími proužky QUANTOFIX® Dusičnany 250 můžete zajistit optimální kvalitu výroby a vylepšit své procesy – rychle, snadno a přesně.

Popis	QUANTOFIX® Dusičnany 250
Obj. č. BangCo	MN91366
Rozsah měření	5 – 250 mg/l NO_3^- (vizuální); 4 – 250 mg/l NO_3^- (reflektometricky)
Dělení	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 NO_3^-
Počet testů	100
Skladovatelnost	2 roky
Skladovací teplota	2 – 8 °C
Obsah balení	100 testovacích proužků v hliníkové tubě ve skládací krabici vyrobené z recyklovaného materiálu (návod k použití výhradně v digitální podobě)

Udržitelné balení

Testovací proužky QUANTOFIX® Dusičnany 250 jsou dodávány v ekologické krabici z recyklovaného papíru. Podrobný návod je k dispozici online, což snižuje spotřebu papíru a šetří zdroje.

Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby pomoci je vám k dispozici náš specializovaný tým zákaznické podpory na adrese info@BangCo.cz nebo na telefonním čísle +420 777 038 195. Jsme tu proto, abychom zajistili, že vaše zkušenosti s testovacími proužky QUANTOFIX® Dusičnany 250 budou bezproblémové a produktivní.

www.BangCo.cz



Rozšířený rozsah měření

S rozsahem 5–250 mg/l NO_3^- zajišťují testovací proužky přesné výsledky v mléčné výrobě i mimo ni, což vám pomáhá udržovat kvalitu a splňovat průmyslové normy.



Vyrobeno z
recyklovaných
materiálů

**Vyzkoušejte si sami –
získejte vzorek zdarma!**

Vyzkoušejte výhody
testovacích proužků
QUANTOFIX® Dusičnany 250
na vlastní kůži.
Požádejte nás o vzorek:
info@bangco.cz
(platí do vyčerpání zásob)



BangCo