



BangCo



Vysoce přesná měření

Možnost měřit i v roztocích

s nízkou iontovou silou

Reagencie fixovány, nekrvácí do roztoku

Specifické rozsahy

Měření pH

„Klasické“ vyhodnocení
proužků porovnáním
vybarvení plošek se škálou

Objektivní vyhodnocení
celé řady proužků včetně pH
přístrojem Quantofix Relax®



„Nekrvácějící“ analytické proužky k rychlému měření pH

www.BangCo.eu

Info@BangCo.eu



- ❑ Indikační zóna může zůstat v roztoku i dlouhou dobu.
- ❑ Nehrozí kontaminace vzorků! Chrání prsty před potřísněním vzorkem.
- ❑ Indikátory se nevpíjejí, odečet velmi přesný.
- ❑ Jasně přechody a dobré odlišení barevných zón, vynikající odečet proti barevné škále.

Rozsah		Dělení	Obj. č.
0 - 14	QR	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	MN92111
0,0-6,0	QR	0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0	MN92115
2,0-9,0	QR	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0	MN92118
4,5-10	QR	4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0	MN92121
6,0-10	QR	6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5-10,0	MN92122
7,0-14	QR	7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0	MN92125
0,3-2,3		0,3-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,3	MN92180
1,7-3,8		1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8	MN92190
3,6-6,1	QR	3,6-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-6,1	MN92131
3,1-8,3		3,1-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9-6,3-6,7-7,1-7,5-7,9-8,3	MN92135
5,1-7,2		5,1-5,4-5,7-6,0-6,3-6,6-6,9-7,2	MN92140
6,0-7,7	QR	6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,7	MN92150
7,5-9,5		7,5-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5	MN92160
7,9-9,8		7,9-8,3-8,6-8,9-9,1-9,4-9,8	MN92170
4,0-7,0		4,0-4,4-4,7-5,0-5,3-5,5-5,8-6,1-6,5-7,0	MN92137

www.BangCo.eu info@BangCo.eu

QR: vhodné i pro přístroj QF Relax

Balení: 100 proužků

Analytika vod Fotometry - Testy

