

Inkubátor DI 20

Nasazení v terénu nebo na místě odběru.
Inkubátor s ohřevem i chlazením jako standard.

Výhody

- Snadné ovládání i pro laiky pomocí piktogramů
- Vyšetření vzorků na *E. coli* a koliformní bakterie
- Dobíjecí akumulátor pro nezávislé napájení
- Nízkonapěťový provoz 12 V
- USB rozhraní pro aktualizace firmware
- Pracovní teplota okolí 5 °C - 50 °C

Technické údaje

Vstupní napětí	12 V DC, 4 Amps
Napájecí kabel	UK, EU, USA Baterie
Provozní teplota	5 °C - 50 °C
Inkubační teplota	20 °C - 47 °C
Rozlišení teploty	0,1 °C
Přesnost nastavení teploty	+/- 0,5 °C
Rozměry	116 x 165 x 116 mm
Hmotnost	asi 600 g
Doba potřebná k dosažení nastavené teploty	30 min. max

Volitelně

Příslušenství / Náhradní díly	Množství	Obj. č.	Množství	Obj. č.
Dusičnany - test, prášek	15 g	T465230	Media Pads & dávkovač	200 ks T56A016330
Dusičnany - test, tablety	250 ks	T502810	Petriho misky	50 ks T400855
Chlor volný, celkový (DPD No.1), tbl.	250 ks	T511051BT	Membránový laurylsulfátový bujón	40 g T56P069740
Chlor volný, celkový (DPD No.3), tbl.	250 ks	T511081BT	Filtry	600 ks T56A023800
Phenol Red tablety	250 ks	T511771 BT	KS3 - pH 10 roztok pufru	65 ml T56L000365
Dusitany LR, tablety	250 ks	T512311BT	KS6 - pH 4 roztok pufru	65 ml T56L000665
Amoniak NR.1 tablety	250 ks	T512581BT	KS9 - pH 7 roztok pufru	65 ml T56L000965
Amoniak NR. 2 tablety	250 ks	T512591BT	1413 µS Standard vodivosti	65 ml T56L001665



Příslušenství

Obj. č.	Popis
T197139	Držák Petriho misek
T400855	Sada Petriho misek, 10x
T19803550	Adaptér, 12 V, 48 W
T136300	Napájecí kabel - sada
T190630	USB-kabel
T192340	Olovnatá baterie
T197259	Nabíjecí kabel

Obj. č.: T56B000714

(DI 20, napájecí kabel, 50 Petriho misek, adaptér)

Inkubátor je k dostání i samostatně.

Lovibond® Water Testing

BangCo
The chemistry between us

Robustní batoh pro snadný transport v náročném terénu: ruce zůstanou volné!



K dostání také:

Sada Water Safety Základní

Obj. č.: T56K681250

Tyto a další výrobky Lovibond/Tintometer dodává v ČR a SR:
BangCo s.r.o. • Masná 463/7A • CZ 602 00 Brno • Česká republika
info@lovibond.cz www.lovibond.cz