

Kalibrační pufrý v sáčcích

Jednoduché, čisté a bezpečné – pro úspěšnou kalibraci Vašich pH elektrod!

- Obal zaručuje delší skladovatelnost činidla při dávkování pro jedno použití.
- Sáček je otevřen vždy až těsně před kalibrací, čímž je zajištěna čerstvost a nepoškozenost pufru.
- Tabulka referenčních hodnot pH a teploty na každém sáčku.

Roztok pufru v sáčku - sada 20 sáčků po 25 ml, pH 4/7/10
Objednací číslo: WIN614304710

- 6x roztok pufru pH 4,01
- 6x roztok pufru pH 7,00
- 6x roztok pufru pH 10,00
- 2x čistá voda pro mezioplach
- 1 stojan z kartonu + zkušební certifikát šarže

WINLAB®

WINLAB®


Roztok pufru v sáčku - sada 20 sáčků po 25 ml, pH 4/7
Objednací číslo: WIN614304010

- 10x roztok pufru pH 4,01
- 10x roztok pufru pH 7,00
- 1 stojan z kartonu + zkušební certifikát šarže

Roztok pufru ve fóliovém sáčku - sada 30 sáčků po 20 ml, pH 4/7/9
Objednací číslo: Neo11620-1-2

- 10x roztok pufru pH 4,01
- 10x roztok pufru pH 7,00
- 10x roztok pufru pH 9,00

for my lab
neoLab®



Pro Více informací prosím kontaktujte společnost BangCo s.r.o.
tel.: +420 777 038 197 mail: info@bangco.cz